

Anti-Myo18A Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q92614

Número do item: CM0027718

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a miosina-XVIIIa não convencional humana (MYO18A), reativo cruzado com camundongo e rato. Validado para WB e ELISA, ideal para pesquisas sobre tráfego de Golgi, função de macrófagos e dinâmica do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYO18A pAb de Coelho
Observações/Apelido	MAJN; TIAF1; MYSPDZ; SPR210; SP-R210; MYO18A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	399687
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1970-2054 da MYO18A humana (NP_510880.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92614
Peso da Proteína	233kDa
Envio	Saco com gelo