

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Myo19 Para Wb, Elisa - Q96H55

Número do item: CM0003787

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-MYO19 (MYOHD1) humano, validado para aplicações de WB e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato e macaco. Adequado para estudos de dinâmica e herança mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-MYO19 de coelho
Observações/Alias	MYOHD1; MYO19
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	80179
ID do Gene	80179
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-650 do MYO19 humano (Q96H55)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	Q96H55
Peso da Proteína	109kDa
Transporte	Bolsa de gelo