

Anticorpo Policlonal Anti-Myo1C Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - 000159

Número do item: CM0024813



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MYO1C humano, validado para WB, IHC-P, IP e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Tem como alvo uma miosina não convencional envolvida em processos mediados por actina e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYO1C Coelho pAb
Observações/Apelido	NMI; MMIb; myr2; Myo1C; MMI-beta; MYO1C
Espécie Alvo	Humano
GeneID (humano)	4641
GeneID	4641
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte (Hospedeiro)	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00159
Peso Molecular da Proteína	122kDa
Envio/Transporte	Saco de Gelo