

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Myo1C Para Wb, If/Icc, Ihc-P - 000159

Número do item: CM0007951



introdução

Anticorpo Monoclonal Coelho MYO1C de alta especificidade, validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Ideal para estudar a função motora da actina, sinalização da insulina e adaptação de células ciliadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho MYO1C (mAb)
Observações/Apelido	NMI; MM1b; myr2; Myo1C; MMI-beta; MYO1C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4641
GeneID	4641
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 769-1028 do MYO1C humano (NP_001074248.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00159
Peso Proteico	122kDa
Envio	Em saco de gelo