

Anticorpo Policlonal Anti-Myo1D Para Wb E Elisa - 094832

Número do item: CM0020259

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MYO1D humano para WB e ELISA. Detecta a miosina-Id não convencional (116 kDa) humana e de camundongo, uma proteína motora envolvida no tráfego endossomal e na polaridade ciliar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	MYO1D Rabbit pAb
Observações/Apêndice	myr4; PPP1R108; MYO1D
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4642
GeneID	4642
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-380 do MYO1D humano (NP_001290209.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	094832
Peso Proteico	116kDa
Envio	Bolsa de Gelo