


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Myo5B Para Wb, If-P, Elisa - Q9ULV0

Número do item: CM0027533



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MYO5B, validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage com espécies humanas e de camundongo. Ideal para estudos de tráfego vesicular, polarização celular e transporte de ácidos biliares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYO5B Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DIAR2; MVID1; PFIC10; MYO5B
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4645
GeneID	4645
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1440-1690 da MYO5B humana (NP_001073936.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reação Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q9ULV0
Peso Proteico	214kDa
Envio	Bolsa de gelo