

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Myof (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - Q9Nzm1

Número do item: CM0018172



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MYOF humano (Mioferlina), validado para Western blot e ELISA. Adequado para reatividade cruzada com amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos de reparo de membrana e reciclagem endocítica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] MYOF pAb de Coelho
Observações/Apelido	HAE7; FER1L3; OF
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26509
GeneID	26509
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 do MYOF humano (NP_038479.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NZM1
Peso da Proteína	235kDa
Envio	Saco de gelo