


Anticorpo Monoclonal Anti-Mioglobina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02144

Número do item: CM0006911



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho contra a mioglobina humana (MYOSB; PVALB) foi validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA e apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo do armazenamento de oxigênio, da atividade redutase de nitrito e da biologia do tecido muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra a mioglobina
Observações/Apelido	MYOSB; PVALB; Mioglobina
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	4151
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-154 da mioglobina humana (NP_005359.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P02144
Peso da Proteína	17 kDa
Envio	Embalagem de gelo