


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mioglobina Para Wb, If-P, Elisa - P02144

Número do item: CM0026272



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa a mioglobina humana, validado para Western blot, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de armazenamento de oxigênio e tecido muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Mioglobina pAb de Coelho
Observações/Apelido	MYOSB; PVALB; Mioglobina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4151
ID do Gene	4151
Imunógeno	Proteína recombinante - Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-154 da Mioglobina humana (NP_005359.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02144
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco de gelo