

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cadeia Pesada De Miosina Para Wb, Ihc, If, Elisa - P12883 / P13533

Número do item: CM0009434



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à cadeia pesada de miosina humana (MYH7/MYH6), validado em WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Reage com camundongo e rato. Ideal para pesquisa muscular e ensaios de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Cadeia Pesada de Miosina
Observações/Alias	CMD1S; CMH1; MPD1; MYHCB; SPMD; SPMM; Cadeia pesada de miosina
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4625/4624
GeneID	4625/4624
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P12883/P13533
Peso da Proteína	224 kDa
Envio	Bolsa de gelo