

Anticorpo Policlonal Anti-Miotubularina (Mtm1) Para Wb, Elisa - Q13496

Número do item: CM0017088

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra miotubularina humana (MTM1) para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Útil para estudos de metabolismo de fosfoinosítídeos, tráfego endossômico e doenças musculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTM1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CNM; CNMX; MTMX; XLMTM; MTM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4534
ID do Gene	4534
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 484-603 da MTM1 humana (NP_000243.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13496
Peso da Proteína	70kDa
Transporte	Saco de gelo