

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mypn Para Wb, Elisa - Q86Tc9

Número do item: CM0022286

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho contra MYPN (miopalin) foi validado para Western blot (WB) e ELISA, detectando MYPN humano e de camundongo. Adequado para pesquisas sobre a estrutura do sarcômero e doenças musculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-MYPN
Observações/Aliaças	MYOP; RCM4; CMH22; NEM11; CMD1DD; MYPN
Espécie	Humano
GeneID (humano)	84665
GeneID	84665
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 de MYPN humano (NP_115967.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q86TC9
Peso da Proteína	145 kDa
Envio	Bolsa de gelo