


Anticorpo Policlonal Anti-Myrf Para Wb E Elisa - Q9Y2G1

Número do item: CM0023853



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-MYRF validado para WB e ELISA. Reage com MYRF humano e de camundongo, um fator de transcrição chave na mielinização do SNC e na maturação de oligodendrócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYRF Rabbit pAb
Observações/Apelido	MRF; CUGS; MMERV; Ndt80; 11orf9; pqn-47; C11orf9; MYRF
Espécie	Humano
GeneID (humano)	745
GeneID	745
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MYRF humano (NP_001120864.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y2G1
Peso Proteico	124kDa
Envio	Saco de gelo