


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Myt1 Para Wb, Elisa - Q01538

Número do item: CM0012971



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MYT1 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage com MYT1 humano, de camundongo e de rato, um fator de transcrição crucial para o desenvolvimento de oligodendrócitos. Ideal para estudos de neurociência e desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho MYT1
Observações/Apelido	MTF1; MYTI; NZF2; PLPB1; ZC2H2C1; ZC2HC4A; C20orf36; MYT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4661
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 650-820 do MYT1 humano (NP_004526.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01538
Peso Proteico	122kDa
Envio	Saco de gelo