


Anticorpo Policlonais Anti-Mzb1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wu39

Número do item: CM0014022



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao MZB1 humano (pERp1, MEDA-7) para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para o estudo das funções de chaperonas proteicas do RE e da biologia das células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MZB1 Rabbit pAb
Observações/Alias	PACAP; pERp1; MEDA-7; MZB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51237
GeneID	51237
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-189 do MZB1 humano (NP_057543.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WU39
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo