

Anticorpo Policlonal Anti-Mzf1 Para Wb, Elisa - P28698

Número do item: CM0017496



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra MZF1 para WB e ELISA, validado em humanos, camundongos e ratos. Imunógeno de proteína recombinante direcionado ao fator de transcrição 1 de dedo de zinco mieloide, envolvido na diferenciação hematopoiética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MZF1 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	MZF-1; MZF1B; ZFP98; ZNF42; ZSCAN6; MZF1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	7593
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-350 do MZF1 humano (NP_003413.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28698
Peso da Proteína	82 kDa
Envio	Embalagem de gelo