


Anticorpo Policlonal Anti-Mzt2B Para Wb, Elisa - Q6Nz67

Número do item: CM0027445



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MZT2B (FAM128B) humano, validado para WB e ELISA. Ideal para estudar a função do centrôssomo, a montagem do fuso e a dinâmica do complexo de anel de gama-tubulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MZT2B Rabbit pAb
Observações/Apelido	FAM128B; MOZART2B; MZT2B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80097
GeneID	80097
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-158 do MZT2B humano (NP_079305.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6NZ67
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo