

Anticorpo Policlonal Anti-N-Caderina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P19022

Número do item: CM0029385

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra N-Caderina humana, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de adesão celular e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para N-Caderina
Observações/Alias	CDHN; NCAD; ACOGS; ADHD8; CD325; ARVD14; CDw325; N-Caderina
Espécie	Humano
GenelD (Humano)	1000
GenelD	1000
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 488-587 da N-Caderina humana (NP_001783.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19022
Peso Proteico	100 kDa
Transporte	Saco de gelo