

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-N-Cadherin Para Wb, Ihc-P, Elisa - P19022

Número do item: CM0014183

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra N-Cadherin humana (CDH2, Neural cadherin), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de adesão celular, neurobiologia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	N-Cadherin Rabbit pAb
Observações/Apelido	CDHN; NCAD; ACOGS; ADHD8; CD325; ARVD14; CDw325; N-Cadherin
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1000
ID do Gene	1000
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 807-906 da N-Cadherin humana (NP_001783.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB,IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P19022
Peso da Proteína	100kDa
Envio	Saco com gelo