

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-N-Myc/Mycn Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04198

Número do item: CM0013299



introdução

Valide a expressão de N-Myc/MYCN em neuroblastomas e células neuronais com este anticorpo policlonal de coelho, adequado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com espécies humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	N-Myc/MYCN Rabbit pAb
Observações/Apelido	NMYC; ODED; MODED; N-myc; bHLHe37; MYCNsORF; MYCNsPEP; N-Myc/MYCN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4613
ID do Gene	4613
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 168-267 do N-Myc/MYCN humano (NP_005369.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04198
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco com gelo