


Anticorpo Monoclonal Anti-N-Wasp/Wasl Para Wb, Elisa - 000401

Número do item: CM0006805



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado, específico para N-WASP/WASL humano (000401). Detecta uma banda de 55 kDa em WB e é adequado para ELISA. Reatividade cruzada prevista com camundongo e rato. Ideal para estudos do citoesqueleto de actina e da motilidade celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra N-WASP/WASL
Observações/alias	NWASP; WASPB; N-WASP; N-WASP/WASL
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8976
GeneID	8976
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 350-450 de N-WASP/WASL humano (000401).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	000401
Peso da proteína	55 kDa
Envio	Bolsa de gelo