


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-N4Bp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075113

Número do item: CM0026329



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a N4BP1 (proteína 1 de ligação a NEDD4), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece N4BP1 humano e de camundongo. Ideal para pesquisa em imunidade inata e restrição viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	N4BP1 pAb de Coelho
Observações/Alias	N4BP1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	9683
GeneID	80750
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 190-590 de N4BP1 de camundongo (NP_085040.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	075113
Peso Proteico	100kDa
Remessa	Bolsa de gelo