


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-N6Amt1/Hemk2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5N5

Número do item: CM0028414



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao N6AMT1/HEMK2 (KMT9) humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação da cromatina e metiltransferases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	N6AMT1/HEMK2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KMT9; MTQ2; PrmC; HEMK2; N6AMT; PRED28; C21orf127; m.HsaHemK2P; N6AMT1/HEMK2
Espécie Alvo	Humano
GeneID (Humano)	29104
GeneID	29104
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-186 do N6AMT1/HEMK2 humano (NP_877426.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5N5
Peso Proteico	23kDa
Envio	Em saco de gelo