


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-N6Amt1/Hemk2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5N5

Número do item: CM0018983



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a metiltransferase N6AMT1/HEMK2 humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humanos e camundongos; adequado para pesquisa de regulação da cromatina e toxicidade por arsênico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	N6AMT1/HEMK2 Rabbit pAb
Observações/Alias	KMT9; MTQ2; PrmC; HEMK2; N6AMT; PRED28; C21orf127; m.HsaHemK2P; N6AMT1/HEMK2
Espécie	Humana
ID do Gene	29104
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y5N5
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo