

Anticorpo Policlonal Anti-Naa10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P41227

Número do item: CM0028477



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NAA10 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo o NAA10 humano com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre acetilação e estudos sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAA10 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MAA; TE2; ARD1; LZMS; NATD; ARD1A; ARD1P; OGDNS; hARD1; DXS707; MCOPS1; NAA10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8260
GeneID	8260
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 161-235 do NAA10 humano (NP_003482.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41227
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo