


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Naa20 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P61599

Número do item: CM0030811



introdução

NAA20 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal para detecção da N-alfa-acetiltransferase 20. Adequado para WB, IHC-P, IP, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Útil para estudos de acetilação N-terminal, migração celular e fibras actomiosínicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAA20 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NAT3; NAT5; MRT73; NAT3P; NAT5P; dj1002M8.1; NAA20
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51126
ID do Gene	51126
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 49-178 do NAA20 humano (NP_057184.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61599
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de Gelo