

Anticorpo Policlonal Anti-Naa25 Para Wb E Elisa - Q14Cx7

Número do item: CM0029941



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NAA25 (subunidade auxiliar NatB). Adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar acetilação N-terminal de proteínas e progressão do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAA25 Coelho pAb
Observações/Apelido	NAP1; MDM20; C12orf30; NAA25
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80018
GeneID	80018
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 703-972 do NAA25 humano (NP_079229.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q14CX7
Peso Proteico	112kDa
Envio	Saco de gelo