


Anticorpo Policlonal Anti-Naa40 Para Wb, Elisa - Q86Uy6

Número do item: CM0028721



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade específico para NAA40 humano (NatD), uma N-alfa-acetiltransferase para as histonas H4 e H2A. Validado para Western blot e ELISA. Exclusivamente para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAA40 Rabbit pAb
Observações/Alias	NatD; NAT11; PATT1; hNatD; NAA40
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79829
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-237 do NAA40 humano (NP_079047.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86UY6
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de gelo