

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Naa50 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzz1

Número do item: CM0026289



introdução

Anticorpo policlonal de coelho N-alfa-acetiltransferase 50 (NAA50) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de acetilação N-terminal de proteínas, coesão da cromatina e regulação epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAA50 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SAN; MAK3; NAT5; NAT13; NAT5P; NAT13P; hNaa50p; NAA50
Espécie	Humano
ID do Gene	80218
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-169 da NAA50 humana (NP_079422.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZZ1
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo