


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Naa50 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzz1

Número do item: CM0028401



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a NAA50 humana (Q9GZZ1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de acetilação N-terminal e coesão de cromátides irmãs.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAA50 Rabbit pAb
Observações/Alias	SAN; MAK3; NAT5; NAT13; NAT5P; NAT13P; hNaa50p; NAA50
Espécie	Humana
ID do Gene	80218
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-169 da NAA50 humana (NP_079422.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZZ1
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo