

Anticorpo Policlonal Anti-Nab1 Para Wb, Elisa - Q13506

Número do item: CM0019102



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NAB1 humano (proteína de ligação NGFI-A 1), validado para WB e ELISA. Detecta NAB1 endógeno, um repressor de transcrição de EGR1 e EGR2. Reage cruzadamente com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAB1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NAB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4664
GeneID	4664
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 189-317 do NAB1 humano (NP_005957.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13506
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo