

Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Nab2 Para Wb, Elisa - Q15742

Número do item: CM0027528

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NAB2 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Tem como alvo a proteína 2 ligante a NGFI-A humana e de camundongo, um repressor transcripcional de EGR1/EGR2. Ideal para estudos de regulação transcripcional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAB2 Rabbit pAb
Observações/Alias	MADER; NAB2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4665
ID do Gene	4665
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da NAB2 humana (NP_005958.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15742
Peso Proteico	57kDa
Envio	Bolsa de gelo