


Anticorpo Policlonal Anti-Naca Para Wb, Elisa - Q13765

Número do item: CM0015695



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NACA humano (NAC-alfa) para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. O alvo é a subunidade alfa do complexo associado a polipeptídeos nascentes, envolvida no direcionamento de proteínas e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NACA Rabbit pAb
Observações/Apeliido	HSD48; NACA1; skNAC; NAC-alfa; NACA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4666
ID do Gene	4666
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13765
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo