


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Naca Para Wb, Elisa - Q13765

Número do item: CM0007238



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho que visa o NACA humano (Alpha-NAC, subunidade alfa do complexo associado a polipeptídeos nascentes). Validado para aplicações de WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para estudos de direcionamento ao RE e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NACA Rabbit mAb
Observações/Apelido	HSD48; NACA1; skNAC; NAC-alpha; NACA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4666
GeneID	4666
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-215 do NACA humano (NP_005585.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13765
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo