

Anti-Nacc1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q96Re7

Número do item: CM0015356



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-NACC1 para aplicações de WB e ELISA. Reage cruzadamente com NACC1 humano e de camundongo. Adequado para pesquisa sobre repressão transcricional e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NACC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NAC1; BEND8; NAC-1; NECFM; BTBD30; BTBD14B; NACC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	112939
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-340 do NACC1 humano (NP_443108.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96RE7
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco com gelo