

Anticorpo Policlonal Anti-Oxidase De Nadph 4 (Nox4) Para Wb, Elisa - Q9Jhi8

Número do item: CM0026775

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NOX4 de camundongo, adequado para WB e ELISA. Detecta o NOX4 de camundongo e rato, uma oxidase de NADPH que gera H2O2 e está envolvida na sinalização redox e respostas celulares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Oxidase de NADPH 4 (NOX4) pAb de Coelho
Observações/Apelido	KOX; KOX-1; RENOX
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	50507
GeneID (Camundongo)	50490
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 307-424 da oxidase de NADPH 4 (NOX4) de camundongo (NP_056575.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9JHI8
Peso da Proteína	67 kDa
Envio	Saco com gelo