

Anticorpo Policlonais Anti-Nadph Oxidase 4 (Nox4) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nph5

Número do item: CM0018290

introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado para KO contra NADPH oxidase 4 (NOX4), adequado para Western blot, imunohistoquímica (parafina) e ELISA. Reage cruzadamente com NOX4 de humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização redox e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] NADPH oxidase 4 (NOX4) Rabbit pAb
Observações/Apelidos	KOX; KOX-1; RENOX; 4)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	50507
GeneID	50507
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 328-578 da NADPH oxidase 4 (NOX4) humana (NP_058627.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NPH5
Peso Proteico	67kDa
Envio	Saco de gelo