

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nadph Oxidase 4 (Nox4) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nph5

Número do item: CM0021420

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NADPH oxidase 4 (NOX4), validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Para estudo de estresse oxidativo, sinalização redox e função renal. Imunógeno recombinante (aa 328-578).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NADPH oxidase 4 (NOX4) pAb de Coelho
Observações/Apelido	KOX; KOX-1; RENOX; NADPH oxidase 4 (NOX4)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	50507
GeneID	50507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 328-578 do NADPH oxidase 4 (NOX4) humano (NP_058627.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NPH5
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Saco com gelo