


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nae1 Para Wb E Elisa - Q13564

Número do item: CM0030585



introdução

Anticorpo policlonal de coelho NAE1 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Alvo é a subunidade regulatória E1 da enzima ativadora de NEDD8, envolvida na neddilação e no ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAE1 Coelho pAb
Observações/Apêndice	HPP1; ula-1; APPBP1; NEDFIH; A-116A10.1; NAE1
Espécie	Humano
GeneID	8883 (Humano)
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do NAE1 humano (NP_003896.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q13564
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo