


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Naga Para Wb, If/Icc, Elisa - P17050

Número do item: CM0026694



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-NAGA de alta qualidade validado para WB, IF/ICC e ELISA. Atua contra a alfa-N-acetilgalactosaminidase, uma enzima lisossomal essencial para o metabolismo de glicolipídios. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAGA Rabbit pAb
Observações/Alias	GALB; D22S674; NAGA
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4668
GeneID	4668
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 312-411 da NAGA humana (NP_000253.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17050
Peso Molecular da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo