

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nags Para Wb, Elisa - Q8N159

Número do item: CM0014392



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NAGS, validado para WB e ELISA. Reconhece a N-acetilglutamato sintase humana, de camundongo e de rato, uma enzima mitocondrial do ciclo da ureia. Ideal para pesquisas sobre distúrbios metabólicos. - Q8N159

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAGS Rabbit pAb
Observações/Alias	AGAS; ARGAs; NAGS
Espécie	Humano
GeneID (humano)	162417
GeneID	162417
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 295-534 da NAGS humana (NP_694551.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N159
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo