

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Naip Para Wb, Elisa - Q13075

Número do item: CM0020912



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NAIP humano (BIRC1/NLRB1) validado para WB e ELISA. Detecta o inibidor de apoptose e sensor da imunidade inata, com reatividade cruzada com rato. Ideal para pesquisa em apoptose neuronal e inflamassomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAIP Rabbit pAb
Observações/Apelido	BIRC1; NLRB1; psiNAIP; NAIP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4671
GeneID	4671
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 750-850 do NAIP humano (NP_075043.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q13075
Peso Proteico	160kDa
Envio	Saco de gelo