


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Na⁺/K⁺-Atpase Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05023

Número do item: CM0003232



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à subunidade alfa-1 da Na⁺/K⁺-ATPase humana (ATP1A1). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de transporte iônico e potencial de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de Coelho para Na ⁺ /K ⁺ -ATPase
Observações/Alias	CMT2DD; HOMGSMR2; Na ⁺ /K ⁺ -ATPase
Espécie	Humano
GeneID (humano)	476
GeneID	476
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da Na ⁺ /K ⁺ -ATPase humana (P05023)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05023
Peso Proteico	113kDa
Envio	Bolsa de gelo