


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Na⁺/K⁺-Atpase Para Wb E Elisa - P05023 / P50993 / P13637 / Q13733

Número do item: CM0022122



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à subunidade alfa-1 da Na⁺/K⁺-ATPase humana (ATP1A1). Validado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com rato. Ideal para estudos de transporte iônico e potencial de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para Na ⁺ /K ⁺ -ATPase
Observações/Apelido	ATP1A1, subunidade alfa 1 transportadora de Na ⁺ /K ⁺ ATPase, Na ⁺ /K ⁺ -ATPase
Espécie	Humano
GeneID	476/477/478/480
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 386-595 da Na ⁺ /K ⁺ -ATPase humana (NP_000692.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P05023/P50993/P13637/Q13733
Peso Molecular da Proteína	74kDa/109kDa/112kDa/113kDa
Envio	Saco de gelo