


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Na⁺/K⁺-Atpase Para Wb - P05023

Número do item: CM0026181



introdução

Anticorpo Policlonar de Coelho contra Na⁺/K⁺-ATPase, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Imunógeno recombinante que abrange os aa 1-100 da ATP1A1 humana. Ideal para estudar transporte de íons, potencial de membrana e distúrbios neurológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Na ⁺ /K ⁺ -ATPase Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CMT2DD; HOMGSMR2; Na ⁺ /K ⁺ -ATPase
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	476
GeneID	476
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da Na ⁺ /K ⁺ -ATPase humana (NP_000692.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05023
Peso da Proteína	113kDa
Transporte	Bolsa de gelo