

Anticorpo Monoclonal Anti-Nanog Para Wb, If-P, Elisa - Q9H9S0

Número do item: CM0006945



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Nanog humano, validado para WB, IF-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em células-tronco e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Nanog mAb de coelho
Observações/Apelidos	NANOG; Nanog
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79923
GeneID	79923
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 153-305 do Nanog humano (NP_079141.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H9S0
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo