


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nanog Para Wb, Elisa - Q80Z64

Número do item: CM0019063



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NANOG de camundongo de alta qualidade, validado para Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada humana demonstrada. Ideal para o estudo da pluripotência e da autorrenovação de células-tronco embrionárias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NANOG Rabbit pAb
Observações/alias	ENK; Stm1; ecat4; 2410002E02Rik; NANOG
Espécie	Camundongo
ID do gene (camundongo)	71950
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-305 de NANOG de camundongo (NP_082292.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q80Z64
Peso da proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo