

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nanog Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9S0

Número do item: CM0026595



introdução

O pAb de Coelho Nanog é um anticorpo policlonal validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade em humano, camundongo e rato. Tem como alvo o fator de transcrição NANOG, chave para a pluripotência e desenvolvimento de células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Nanog
Observações/Apelido	NANOG; Nanog
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79923
GeneID	79923
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-105 do Nanog humano (NP_079141.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H9S0
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo