

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Nanp Para Wb E Elisa - Q8Tbe9

Número do item: CM0017727



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à N-acilneuraminato-9-fosfatase humana (NANP/HDHD4). Verificado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ferramenta chave para pesquisa em metabolismo do ácido siálico. 28 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NANP pAb Coelho
Observações/Apelido	HDHD4; C20orf147; dj694B14.3; NANP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	140838
GeneID	140838
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-248 do NANP humano (NP_689880.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TBE9
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo