

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nans Para Wb, Elisa - Q9Nr45

Número do item: CM0028766



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NANS humano, produzido contra uma proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 260-359. Adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Ideal para estudar o metabolismo do ácido siálico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NANS Rabbit pAb
Observações/Apelido	SAS; SEMDG; SEMDCG; HEL-S-100; NANS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54187
GeneID	54187
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 260-359 do NANS humano (NP_061819.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NR45
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco com gelo